

Come effettuare la registrazione quando si usa una metodica manuale

Se un campione viene testato senza l'ausilio di uno strumento, è necessario registrare Determinazione Manuale come strumento.

1. Selezionare gli analiti da testare cliccando sul box accanto e poi cliccare su Scegli Strumento.

The screenshot shows a software interface for manual registration of tests. At the top, there are three tabs: '1 Registrazione', '2 Condizioni dei Campioni', and '3 Risultati'. Below the tabs, there is a section titled 'Analiti che Richiedono Intervento [6 Analiti]'. This section contains a table with the following analytes:

#	Analita
1	Esterasi Leucocitaria
2	Urobilinogeno
3	Proteine
4	Peso Specifico
5	Chetoni
6	Gonadotropina Corionica

The checkbox for 'Gonadotropina Corionica' is checked. Below the table, there are buttons for 'Ricarica le Colonne', 'Scegli Strumento per Analiti Selezionati', and 'Non Testare Analiti Selezionati'. The 'Scegli Strumento per Analiti Selezionati' button is circled in red. At the bottom, there is a section titled 'Senza Strumento [1 Analita]'.

2. Selezionare dal menù a tendina come Ditta Produttrice Non Applicabile e come Modello Strumento Determinazione Manuale. Cliccare su "Aggiungi e Seleziona" per aggiungerlo e ritornare alla pagina di registrazione.

Scegli Strumento per Analiti Selezionati

Registra Nuovo Strumento

Ditta Produttrice*	Modello Strumento*	Nickname	Numero di Serie	Azione
Not Applicable	Determinazione manuale			Aggiungi e Seleziona

Strumenti Attualmente Registrati per Questa Iscrizione

Modello Strumento*	Nickname	Numero di Serie	Azione

Altri Strumenti

Modello Strumento*	Nickname	Numero di Serie	Azione
Arkray Aution Mini AM-4290			Seleziona
Arkray Spotchem EL SE-1520		11112013	Seleziona Rimuovi
BPC BioSed Chrom-7			Seleziona
Diatron Abacus 3			Seleziona
Thermo Evolution 200C			Seleziona
URIT-610		61005311	Seleziona Rimuovi

Chiudi

Esci Condizioni dei Campioni

1 Registrazione 2 Condizioni dei Campioni 3 Risultati

Analiti che Richiedono Intervento [5 Analiti]

Determinazione manuale [1 Analita]

Modifica Strumento per Analiti Selezionati Non Testare Analiti Selezionati

Ricarica le Colonne

#	Analita	Produttore Reagente	Numero di Catalogo del Reagente	Sottometodo Reagente
1	Gonadotropina Corionica	--Seleziona la Ditta Produttrice--	--Seleziona il Numero di Catalogo--	--Seleziona il Sottometodo--

Ricarica le Colonne

Modifica Strumento per Analiti Selezionati Non Testare Analiti Selezionati

Apri Prossimo Strumento

- Scegliere dal menù a tendina e selezionare la Ditta Produttrice del Reagente, il Numero Catalogo Reagente ed il Sottometodo Reagente. Le informazioni inerente il Numero Catalogo ed il Sottometodo sono reperibili sul foglietto illustrativo del reagente. Se la ditta o il numero non sono

disponibili nella lista, selezionare l'opzione Non presente in elenco per inoltrare una richiesta di inserimento.