

1. Compléter / Vérifier l'enregistrement des analyses

1 Enregistrement de l'analyse 2 Conditions de l'échantillon 3 Résultats de l'analyse

⤴ Analyse active

Analyse	Actions
Abbott ARCHITECT CMV IgG CMIA/Abbott ARCHITECT CMV IgG Avidity CMIA	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Retirer"/>

Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus à un autre moment et revenir au tableau de bord de l'événement de test.

Si l'enregistrement du test n'est pas terminé ou s'il manque des résultats, l'icône Inscription / Résultats reste rouge 🚩 sur le tableau de bord.

2. Entrer les conditions de l'échantillon

a. Répondez aux questions obligatoires sur les conditions de l'échantillon (marquées d'un *).

1 Enregistrement de l'analyse 2 Conditions de l'échantillon 3 Résultats de l'analyse

Date de réception des échantillons * 📅

Est-ce que les échantillons sont arrivés en bon état ? * Oui Non

Commentaires ?

* obligatoire

Pour les programmes expédiés sur une base annuelle, les réponses sont préremplies en se basant sur les réponses fournies pour le premier événement test.


b. Une fois que toutes les questions obligatoires ont été répondues, l'onglet devient bleu et l'onglet Résultats est activé.

c. Appuyez sur l'onglet Résultats du test pour continuer.

d. Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus de soumission des résultats à un autre moment et revenir au tableau de bord. Si l'information n'est pas complète ou s'il y a des résultats manquants, l'icône des résultats reste rouge ➡ sur le tableau de bord des événements de test.


3. Entrer les résultats des analyses.

a. Appuyer sur le bouton hoisir l'analyse



The screenshot shows the 'Résultats de l'analyse' step of a three-step process. The steps are: 1. Enregistrement de l'analyse, 2. Conditions de l'échantillon, and 3. Résultats de l'analyse. Below the steps, there are two buttons: 'Sélectionner les analyses' and 'Préférence du résultat'. At the bottom, there is a 'Quitter' button.

b. Choisir l'analyse et appuyer sur Continuer.



The screenshot shows the 'Éditer l'information de l'analyse' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The dialog contains a label 'Sélectionner une analyse' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'Abbott ARCHITECT CMV IgG CMA/Abbott ARCHITECT CMV IgG Avidity CMA'. Below the dropdown, there are two buttons: 'Continuer' and 'Annuler'. The background shows the same interface as the previous screenshot, but the 'Résultats de l'analyse' step is now highlighted in blue.

c. Répondez aux questions obligatoires de l'analyse (marquées d'un *).

Éditer l'information de l'analyse

Analyse : Abbott ARCHITECT CMV IgG CMIA/Abbott ARCHITECT CMV IgG Avidity CMIA

Information de l'analyse

Type de test -- Cliquez pour choisir --

Série de tests 1

Nombre de répliques * 1

Opérateur

Directeur de Laboratoire ou désigné (pour les laboratoires des États-Unis seulement)

Est-ce que les tests ont été menés selon les instructions du fabricant ? Oui Non

Est-ce que le test était valide selon les instructions du fabricant ? * Oui Non

Date du test

* obligatoire


Détection: Abbott ARCHITECT CMV IgG CMIA

Numéro de lot de la trousse

Fermer + Ajouter la série de tests 2

d. Appuyez sur Ajouter la série de tests 2 ou Ajouter la série de tests 3 si vous effectuez des tests avec plusieurs réplique.

e. Fermez la fenêtre des Informations sur le test pour entrer les résultats.

Vous pouvez ajouter un nouveau test à tout moment en cliquant sur le bouton « Enregistrer une analyse ». Vous pouvez modifier les informations de dosage en cliquant sur « Modifier » .

f. Pour les programmes avec une seule exécution et une réplication, les résultats sont soumis dans une grille.

Par défaut, les analytes sont affichés en lignes pour permettre la soumission par échantillon.



Submit Results
TED_FR.TR.docx

Vous pouvez changer le mode de soumission des résultats pour soumettre par analyte.



Submit Results
TED_FR.TR.docx

Analyse : Abbott ARCHITECT CMV IgG CMIA/Abbott ARCHITECT CMV IgG Avidity CMIA

A B C D E

⊖ Série de tests 1

Analyte	Réplique 1	
★ Anti-CMV - Unités IgG (AU/mL)	<input type="text"/>	
Anti-CMV - Ratio d'Avidité IgG (%)	<input type="text"/>	

+ Ajouter la série de tests 2

⊖ Interprétation de l'analyse


Analyte	Interprétation	
★ Anti-CMV - Interprétation IgG	--Sélectionner le résultat--	
Anti-CMV - Interprétation de l'avidité IgG	--Sélectionner le résultat--	




g. Pour les programmes avec plusieurs exécutions et réplique, les résultats sont soumis par échantillon


Analyse : Abbott ARCHITECT CMV IgG CMIA/Abbott ARCHITECT CMV IgG Avidity CMIA

A **B** **C** **D** **E**


^ Série de tests 1





Analyte	Réplique 1	
★ Anti-CMV - Unités IgG (AU/mL)	<input type="text"/>	
Anti-CMV - Ratio d'Avidité IgG (%)	<input type="text"/>	

 Ajouter la série de tests 2

^ **Interprétation de l'analyse**




Analyte	Interprétation
★ Anti-CMV - Interprétation IgG	--Sélectionner le résultat-- 
Anti-CMV - Interprétation de l'avidité IgG	--Sélectionner le résultat-- 

Les résultats sont sauvegardés dès que vous quittez une cellule.

★ indique que le résultat est obligatoire.

Une icône d'échantillon rouge  indique que tous les résultats obligatoires n'ont pas été saisis.



Une icône d'échantillon bleu  indique que tous les résultats obligatoires ont été entrés.

Le nom du test devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été saisis pour un test.


L'onglet Résultats du test devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été saisis pour tous les tests.

Pour entrer un problème analytique, cliquez sur .

Pour revenir au mode résultat, cliquez sur .

Pour entrer un commentaire, cliquez sur . Les résultats avec commentaires sont identifiés avec l'icône .


Pour modifier la largeur d'une colonne, cliquez dessus et faites-la glisser avec la souris.




Cliquez sur le bouton "Préférences de résultat" pour mettre à jour vos préférences de séparateur de décimales et de groupes de chiffres:



Cliquez pour réduire une analyse  .

Cliquez pour ouvrir une analyse  .


Cliquez pour réduire une analyse ou une interprétation de l'analyse  .

Cliquez pour ouvrir une analyse ou interprétation de l'analyse  .

Vous pouvez ajouter une analyse ou une réplique en cliquant sur  .

Vous pouvez supprimer un test, une exécution ou une réplique en cliquant sur  .

h. Une fois que vous avez entré les résultats pour tous les essais, si des interprétations finales sont disponibles pour le programme, appuyez sur l'onglet Interprétation finale pour continuer.

i. Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus de soumission des résultats à un autre moment et revenir au tableau de bord des événements de test. Si des résultats sont manquants, l'icône Résultats reste rouge  dans le tableau de bord.

4. Entrer les interprétations finales

Les interprétations finales sont disponibles pour certains programmes seulement. Dans certains cas, les interprétations finales ne sont disponibles que si plus d'un essai est utilisé pour le test.

a. Entrez les résultats pour les interprétations finales.

Les résultats sont sauvegardés dès que vous quittez une cellule.

★ indique que le résultat est obligatoire.

Une icône d'échantillon rouge **A** indique que tous les résultats obligatoires n'ont pas été saisis.

Une icône d'échantillon bleu **A** indique que tous les résultats obligatoires ont été entrés.

L'onglet des Interprétations Finales devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été entrés.

Pour entrer un problème analytique, cliquez sur . Pour revenir au mode résultat, cliquez sur .


Pour entrer un commentaire, cliquez sur . Les résultats avec commentaires sont identifiés par l'icône .

Pour modifier la largeur d'une colonne, cliquez dessus et faites-la glisser avec la souris.

Analyte	A
Anti-HBs Interpretation	
Abbott ARCHITECT Anti-HBs CMI	Negative
★ HBV Serology Status	--Select Result-- No evidence of current No evidence of past or Evidence of current HBV Evidence of past or res

Cliquez  pour réduire une interprétation finale

Cliquez  pour développer une interprétation finale.

- b. Appuyez sur Quitter une fois que vous avez fini d'entrer toutes les interprétations finales. Si l'information n'est pas complète ou s'il manque des résultats, l'icône Résultats reste rouge  dans le tableau de bord :

Impression ou envoi par courriel des résultats

Vous pouvez imprimer ou envoyer par courrier électronique le rapport de confirmation des résultats du tableau de bord :

Confirmation



Cliquez sur les préférences de diffusion de rapports pour modifier vos préférences:

Préférence de rapport ✕

Sélectionner le mode de livraison des rapports du tableau de bord de l'événement-test

<input type="checkbox"/>		Envoyez-moi les rapports.
<input checked="" type="checkbox"/>		Visualiser et imprimer les rapports dans le tableau de bord.

Sauvegarder Fermer