



Hold the bottom of the ampule with thumb pointing to the red colored dot.

Ampulün alt tarafını kırmızı renkli noktaya işaret edecek şekilde tutun.



Cut located below the red dot is the breaking point of the ampule.

Kırmızı noktanın altında bulunan kesim, ampulün kırılma noktasıdır.



Grasp the top of the ampule with other hand, positioning thumb at the red dot.

Ampulün üst kısmını diğer elinizle kavrayın. Başparmağınızı kırmızı noktaya konumlandırın.



Press back to break at the cut under the red dot.

Kırmızı noktanın altındaki kesimde kırmak için gerye doğru çekin.