

Adicionar/Eliminar Analitos

Adicionar Analitos

- Extienda el panel "Analitos no están siendo evaluados" haciendo clic en el icono correspondiente.
- Seleccione todos los analitos que se van a evaluar en su laboratorio y usan el mismo instrumento. Haga clic en el botón "Seleccione los Analitos para la Evaluación".

1 Registro 2 Condiciones de Muestra 3 Resultados

Analitos que requieren acción. [4 Analitos] ?

Determinación manual (ada) [3 Analitos] ?

Analitos que no están siendo evaluados. [10 Analitos] ?

Seleccione los Analitos para la Evaluación

#	<input type="checkbox"/>	Analito
1	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo Anticuerpo transglutaminasa (tTG) IgA
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticuerpo Anticuerpo transglutaminasa (tTG) IgG - Cualitativa
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticuerpo Antiendomisial (EMA) IgA - Cualitativo
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticuerpo Antigliadina (AGA) IgG
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticuerpo Antigliadina (AGA) IgG QL
6	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo Antigliadina (AGA) QL
7	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo transglutaminasa (tTG) IgA - Cualitativa
8	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo Peptídico de Gliadina Desamidado - Cualitativo
9	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo Peptídico de Gliadina Desamidado IgA - Cualitativa

- Registre un nuevo instrumento, seleccionando el fabricante y modelo en "Registrar nuevo instrumento". Agregar un "alias" (nombre familiar) y un número de serie (opcional), haga clic en "Agregar y Seleccionar".
O agregue un instrumento existente seleccionando su instrumento en "Instrumento Registrado Actualmente para ésta suscripción" o en "Otros instrumentos".

Si no se utiliza ningún instrumento (prueba manual), seleccione "No aplicable" en Fabricante y seleccione "Determinación manual" en Modelo de instrumento.

Registrar Nuevo Instrumento

Fabricante*	Modelo de Instrumento*	Alias	Número De Serie	Acción
--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione el Modelo--			Agregar y Seleccionar

Instrumentos que están registrados actualmente con esta suscripción

Modelo de Instrumento*	Alias	Número De Serie	Acción
------------------------	-------	-----------------	--------

Otros Instrumentos

Modelo de Instrumento*	Alias	Número De Serie	Acción
AB SCIEX API 4000			Selecione
AB SCIEX QTRAP 3200 System			Selecione
Abaxis Piccolo	hu	456323	Selecione
Determinación manual			Selecione
Determinación manual	ada	ada	Selecione
Determinación manual	ad		Selecione
Determinación manual	afjasdlkjf		Selecione

Cerrar

- d. Los analitos se moverán al correspondiente panel de instrumentos, dónde puede elegir el fabricante de reactivos, número de catálogo de reactivos y submétodo reactivo.

1 Registro
2 Condiciones de Muestra
3 Resultados

Analitos que requieren acción. [4 Analitos]

Determinación manual (ada) [3 Analitos]

Analitos que no están siendo evaluados. [6 Analitos]

Abaxis Piccolo (hu) [4 Analitos]

Cambiar instrumento para los analitos seleccionados
No Evalúe Los Analitos Seleccionados

#	Analito	Unidad	Fabricante del Reactivo	Número de Catálogo del Reactivo	Submétodo del Reactivo
1	Anticuerpo Anticuerpo transglutaminasa (tTG) IgG - Cualitativa		--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--
2	Anticuerpo Antiendomisial (EMA) IgA - Cualitativo		--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--
3	Anticuerpo Antigliadina (AGA) IgG	UA/mL	--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--
4	Anticuerpo Antigliadina (AGA) IgG QL		--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--

Cambiar instrumento para los analitos seleccionados
No Evalúe Los Analitos Seleccionados

Abrir el Siguiente Panel

Guardar y Salir
Condiciones de Muestra

Repita los pasos b. a d. hasta que se hayan agregado todos los analitos a evaluar y estén asociados con sus respectivos instrumentos.

Elimine Analitos

- a. Seleccione el analito que desea eliminar haciendo clic en la casilla de verificación.

1 Registro
2 Condiciones de Muestra
3 Resultados

Analitos que requieren acción. [3 Analitos]

Abaxis Piccolo (hu) [2 Analitos]

Cambiar instrumento para los analitos seleccionados
No Evalúe Los Analitos Seleccionados

#	Analito	Unidad	Fabricante del Reactivo	Número de Catálogo del Reactivo	Submétodo del Reactivo
1	<input checked="" type="checkbox"/> Anticuerpo de la Peroxidasa Antitiroidea	UI/mL	--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--
2	<input type="checkbox"/> Anticuerpo del receptor de la hormona estimulante de la tiroides	IU/L	--Seleccione el Fabricante--	--Seleccione un Número de Catálogo--	--Seleccione el Submétodo--

Cambiar instrumento para los analitos seleccionados
No Evalúe Los Analitos Seleccionados

Abrir el Siguiente Panel

Guardar y Salir
Condiciones de Muestra

Copyright © 2000 - 2020 Oneworld Accuracy Inc. | v20.1.1 | demo-results1 | 03/04/2020 10:30:35 AM

- b. Una vez que se seleccionan todos los analitos que no se están evaluando, haga clic en "No Evalúe Los Analitos Seleccionados ". Esto eliminará los analitos de la lista y los almacenará en el panel "Analitos que no están siendo evaluados".