

Como cambiar las unidades del informe

- Acceda su cuenta en www.oneworldaccuracy.com
- En la pantalla de un clic al Tablero del Evento de Evaluación o Resultados.



- En el evento de prueba actual de un clic en resultados junto al programa que desea cambiar las unidades.

Tablero del Evento de Evaluación

DEMOLAB11 - Participant11

Preferencias para Enviar Reportes

Apertura del Evento de Evaluación: 2020 ene 22 - Plazo para Enviar Resultados: dic 31 Estado: Abierto Acreditado ISO/IEC 17043:2010

Suscripción	Programa	Excluida	Instrucciones	Hojas de Trabajo	Registro	Resultados	Confirmación
TODOS		✘	📄	📄			📄
180965	BACT435 Identificación Bacteriana	✘	📄	📄		🚫	📄
180964	BCHE435 Química / Inmunoensayo	✘	📄	📄		🚫	📄
180968	BLCU435 Cultivo de Sangre	✘	📄	📄		🚫	📄
180967	MALA435 Malaria	✘	📄	📄		🚫	📄
180966	WMNT435 Frotis Fecal	✘	📄	📄		🚫	📄



- d. Seleccione el panel del instrumento que contiene el analito que desea cambiar las unidades
- e. Cerca del analito esta la columna que contiene la unidad a reportar. Use el menu desplegable

2	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo de la Peroxidasa Antitiroidea	UI/mL	Alfa Wassermann Inc.	Alfa Wassermann ACE, NExCT, Gemstar CAT# 01	Enzimático
3	<input type="checkbox"/>	Anticuerpo del receptor de la hormona estimulante de la tiroides	IU/L	DiaMetra	DiaMetra CAT# DKO085	Enzimático

- f. Una vez que el cambio se ha hecho aparecerá automáticamente en el Sistema.